

SEL

Traitement

AUTOMATISME DE TRAITEMENT

ORP

# Electrolyseurs de sel

## TechnoSel



EXCLUSIVITÉ

Un électrolyseur au sel qui évolue avec son temps

**Options :**

- 1 - Régulation de PH
- 2 - Contrôleur ORP
- 3 - Sonde de température
- 4 - Module Wifi
- 5 - Module Ethernet



De série

En option

Ecran TFT



Ecran LCD/LED

Contrôle de pression de filtration

Détecteur de chlore

Quart de montage

pH

rX

C°

Contrôle de pH

Contrôle de REDOX

Contrôle de dosage

## TechnoSel Electrolyseurs de sel

Ref	Désignation
TEC8	TechnoSel 8g Cl/h - 30-40 m <sup>3</sup> d'eau max
TEC16	TechnoSel 16g Cl/h - 45-60 m <sup>3</sup> d'eau max
TEC22	TechnoSel 22g Cl/h - 65-100 m <sup>3</sup> d'eau max

Ref	Désignation
CELTEC8	Cellule de remplacement 8g
CELTEC16	Cellule de remplacement 16g
CELTEC22	Cellule de remplacement 22g
TECSPH	Sonde Ph de remplacement
TECSRX	Sonde Redox de remplacement

## Options

Ref	Désignation
OTECPH 1	Régulateur de Ph esclave
OTECRX 2	Contrôleur de Redox
OTECST 3	Sonde de température
OTECW 4	Module Wifi
OTECE 5	Module Ethernet

### Pour toute commande des options

- 1 - TecnoSel + Régulation Ph esclave
- OU
- 2 - TecnoSel + Contrôleur de redox



Chambre d'analyse offerte

### 1 Régul Ph esclave



### 2 Contrôleur de Redox



### 3 Sonde de température



### 4 Module Wifi



### 5 Module Ethernet

